

Gebruiksaanwijzing:

Extra tips voor de Ansjoviskunstband

Extra Tips:

- Maatkeus: maat 7 (AEP 7) voor vrouwen; maat 9 (AEP 9) voor mannen; maat 5 (AEP 5) voor kleine handen/defecten.
- Vermijdt te veel opvulling (overstuffing) van het defect. Het implantaat mag enigszins mobiel zijn.
- Het implantaat fixeren op één plek aan het diepste (ulnaire) deel van het gewrichtskapsel met een niet-oplosbare 2,0/3,0 hechtdraad. Zo wordt radiale luxatie voorkomen.
- Het gewrichtskapsel volledig sluiten met oplosbare 0,0-1,0 hechtdraad. Gaten in het gewrichtskapsel kan synovitis veroorzaken.

Revalidatie:

- 4 à 6 weken gips.
- Pijn kan blijven voor 3 maanden postoperatief.
- Voorzichtige en langzame voortzetting van revalidatie is vereist.

Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.